

# ACS 720

## Eindeckautomat



- *Schnellster Glas-Eindeckautomat am Markt  
- bis zu 500 Objektträger pro Stunde*
- *Kompatibel zu jedem handelsüblichen  
Färbeautomaten*

# ACS 720

## Eindeckautomat

Der **ACS 720** ist eine komplette Neuentwicklung mit den von **Medite®**-Produkten bekannten Vorzügen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Verarbeitung. Das Gerät gehört mit einem Durchsatz von ca. 500 Objektträgern pro Stunde zu den derzeit schnellsten Eindeckautomaten auf dem Markt. Mit Abmaßen von nur 60 x 67 x 64 cm benötigt der **ACS 720** nur wenig wertvolle Fläche im Labor. Dämpfe werden durch die bewährte Aktivfilterkohleeinheit gebunden oder das Gerät wird direkt an ein bestehendes Abluftsystem angeschlossen.

### Bedienfeld

Auf dem Display kann der Anwender jederzeit den Systemstatus ablesen, prüfen oder verändern und in den Arbeitsprozess eingreifen.

### Ladestation

zum manuellen Einsetzen der Objektträgerkörbe oder zur Kombination mit TST-Färbeautomat (automatische Übergabe)



### Dispenser

Nach dem Eindecken wird der Dispenser automatisch in das Lösungsmittelreservoir (z.B. Xylol) zurückgeführt. Das verhindert das Eintrocknen von Eindeckmittel in der Nadelspitze.

### Technische Daten:

Eindeckmittelmenge:	20 - 250 µl
Eindeckmittelbehälter:	500 ml Flasche mit Eindeckmittel
Keine Bindung an Eindeckmittel- oder Glashersteller	
Objektträger Größe:	26 x 76 mm
Objektträger Stärke:	0,9 bis 1,2 mm
Objektträger Kapazität:	120 Stück, kontinuierlich
Deckgläser Größe - Standard:	24 x 40, 50, 55, 60 mm
Deckgläser Größe - Option:	25 x 40, 50, 55, 60 mm
Deckglas Stärke:	0,12 bis 0,17 mm
Kapazität Deckglasbehälter:	ca. 350 Stück
Maße (L/T/H):	600 x 670 x 640 mm
Gewicht:	79 kg
Anschlusswerte:	110-230 V / 50/60 Hz / 400 VA



Dispenser

07-2008 / Technische Änderungen vorbehalten.

**MEDITE** 

**MEDITE GmbH**

Wollenweberstr. 12

D-31303 Burgdorf/Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0

Fax +49 (0) 51 36/88 84-55

www.medite-group.com

Ihr kompetenter Vertriebspartner:

**Made in Germany**