

TES Valida®

Modulares Paraffin-Einbettssystem*



**Neuentwicklung
Funktion und Ergonomie
in Perfektion**

Die **TES Valida®** ist die optimierte Version unseres bewährten Paraffin-Einbettssystems **TES 99** in modernem Design. Es bietet Ihnen folgende Vorzüge:

- Kühleinheit mit großer Edelstahloberfläche
- Dispensereinheit mit größerem Tankinhalt und quadratischem Kühlpunkt
- Wärmeeinheit mit vertiefter Paraffinwanne und gut erreichbarem Vorwärmbehälter
- Gehäuse aus robustem Leichtmetall
- Programmierung per Touchscreen, leicht verständlich und schnell zu bedienen
- Alle Funktionen der einzelnen Module individuell programmierbar
- Zwei leicht zugängliche Anschlüsse für die beheizte Pinzette **EBP 50**

*Design geschützt

®eingetragenes Warenzeichen der Firma Medite

Überzeugen Sie sich von den verbesserten Eigenschaften der **TES Valida®** - fordern Sie eine Demo an!

TES Valida® Paraffin-Einbettssystem



Technische Daten:

Kühleinheit: Art.-Nr. 02-7741-00

Maße gesamt (L/T/H): 500 x 600 x 332 mm
Temperatur: -15 °C to +15 °C
Gewicht: 30 kg
Anschlusswerte: 115/230V / 50/60Hz / 320VA

Wärmeeinheit: Art.-Nr. 02-7760-00

Maße gesamt (L/T/H): 360 x 600 x 332 mm
Temperatur:
- Vorwärmbehälter: +30 °C to +70 °C
- Paraffinwanne: +30 °C to +75 °C
Gewicht: 20 kg
Anschlusswerte: 115/230V / 50/60Hz / 350VA

Dispensereinheit: Art.-Nr. 02-7725-00

Inhalt des Paraffintanks: 4,6 l
Quadratischer Kühlpunkt: -5 °C, 40 x 40 mm
Anschluss für 2 Pinzetten **EBP 50**, Heizung für 6 Pinzetten
Maße gesamt (L/T/H): 360 x 600 x 332 mm
Temperatur einstellbar: von +30 °C to +70 °C
Gewicht: 25 kg
Anschlusswerte: 115/230V / 50/60Hz / 380VA

Zubehör:

Lupe, 4 Dioptrien: Art.-Nr. 46-0088-01
Fußschalter: Art.-Nr. 11-8207-00
EBP 50 Elektrisch beheizte Pinzette, 1 mm: Art.-Nr. 43-0011-00
EBP 50 Elektrisch beheizte Pinzette, 2 mm: Art.-Nr. 43-0012-00
EBP 50 Elektrisch beheizte Pinzette, 4 mm: Art.-Nr. 43-0014-00

MEDITE

Medite GmbH

Wollenweberstr. 12
D-31303 Burgdorf/Germany
Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0
Fax +49 (0) 51 36/88 84-55
info@medite.de
www.medite.de

Vertriebspartner: