

Paraffin-Streckbäder

TFB 35, TFB 45, TFB 55



TFB 35



TFB 45



TFB 55

- In der Routine erprobte Geräte
- Zum sicheren Strecken und Trocknen von Gewebeproben
- Hochwertiges Material zur Vermeidung von Korrosion

Paraffin-Streckbäder TFB 35, 45 und 55

Zum einfachen und sicheren Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben im histologischen und pathologischen Labor hat Medite die TFB-Serie entwickelt. Die verschiedenen Modelle arbeiten mit Temperaturen zwischen +30 °C und bis zu +90 °C.

Das Paraffin-Streckbad **TFB 35** ist ein rechteckiges, in der Routine des Laboralltags erprobtes Streckbad für Paraffinschnitte. Es wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um Korrosion auszuschließen.

Neben einer herausnehmbaren Glasschale verfügt das **TFB 35** über eine großzügige, beheizte Arbeitsfläche, die mit einem widerstandsfähigen schwarzen Kunststoff beschichtet ist. Eine Unterflurbeleuchtung sorgt dafür, dass die Wasseroberfläche blendfrei erhellt wird. Die Temperatur wird über eine Digitalanzeige eingestellt und kontrolliert.

Das **TFB 35** ist in der Version **TFB 35.500** mit einer extra tiefen Glasschale erhältlich.

Das runde Paraffin-Streckbad **TFB 45** ist ein kompaktes Gerät aus Aluminium. Der stabile Badkörper ist mit schwarzem Kunststoff beschichtet, um Lochfraß bei aggressivem Wasser vorzubeugen.

Das Bad besitzt einen breiten, beheizten Rand zur Ablage und zum Trocknen von Objektträgern. Mittels eines benutzerfreundlichen Temperaturreglers kann die gewünschte Temperatur auf +/-2 °C exakt eingestellt werden.

Das runde Paraffin-Streckbad **TFB 55** verfügt über einen extra breiten, beheizten Rand zur Ablage und zum Trocknen von Objektträgern. Das Gerät eignet sich zum einfachen und sicheren Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben im histologischen und pathologischen Labor.

Für die Modelle **TFB 45** und **TFB 55** bieten wir ein Zubehörset inkl. Thermometer 0-100 °C, Thermometerhalter sowie Deckel aus Aluminium an. Zur Vermeidung der Überhitzung des Gerätes ist ein Übertemperaturschutz standardmäßig integriert.

Technische Daten:

TFB 35:	Art.-Nr. 01-3500-01
Maße gesamt (L/T/H):	430 x 300 x 90 mm
Maße Glasschale (L/T/H):	270 x 165 x 50 mm
Maße Arbeitsfläche (L/T):	370 x 75 mm
Volumen der Glasschale:	1,5 Liter
Temperaturbereich	+30° C bis +55° C
Gewicht:	7 kg
Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz / 250 VA

TFB 35.500:	Art.-Nr. 01-3550-01
Maße gesamt (L/T/H):	430 x 300 x 90 mm
Maße Glasschale (L/T/H):	270 x 165 x 80 mm
Maße Arbeitsfläche (L/T):	370 x 75 mm
Volumen der Glasschale:	1,5 Liter
Temperaturbereich	+30° C bis +55° C
Gewicht:	7 kg
Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz / 250 VA

TFB 45:	Art.-Nr. 01-4500-01
Maße außen:	300 mm Ø, 90 mm Höhe
Maße innen:	210 mm Ø, 55 mm Höhe
Temperaturbereich:	+30° C bis +90° C
Badvolumen:	1,5 Liter
Gewicht:	2 kg
Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz / 205 VA

TFB 55:	Art.-Nr. 01-5500-01
Maße außen:	340 mm Ø, 90 mm Höhe
Maße innen:	210 mm Ø, 55 mm Höhe
Temperaturbereich:	+30° C bis +90° C
Badvolumen:	1,5 Liter
Gewicht:	2 kg
Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz / 250 VA

Zubehörset für **TFB 45/55** **Art.-Nr. 11-5500-00**
inkl. Thermometer 0-100 °C, Thermometerhalter, Deckel aus Aluminium

Thermometer für **TFB 45/55** **Art.-Nr. 51-4551-00**

Deckel für **TFB 45/55** **Art.-Nr. 11-4540-00**

Thermometerhalter für **TFB 45/55** **Art.-Nr. 11-4541-00/11-5541-00**

MEDITE

Medite GmbH

Wollenweberstr. 12

31303 Burgdorf/Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0

Fax +49 (0) 51 36/88 84-55

info@medite.de

www.medite.de

Änderungen vorbehalten.

Bilder und Farben können abweichen.